


溶出曲線測定例

塩酸シプロフロキサシン細粒 20%

1. 有効成分名：塩酸シプロフロキサシン 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：200mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

塩酸シプロフロキサシン錠100mg

1. 有効成分名：塩酸シプロフロキサシン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸シプロフロキサシン錠 200mg

1. 有効成分名：塩酸シプロフロキサシン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

