


溶出曲線測定例

グルコン酸カリウム細粒 4 mEq/g

1. 有効成分名：グルコン酸カリウム 2. 剤形：細粒剤 3. 含量*：937mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず *カリウムとして 4 mEq/g



溶出曲線測定例


グルコン酸カリウム錠 2. 5mEq

1. 有効成分名：グルコン酸カリウム 2. 剤形：錠剤 3. 含量*：585mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず

*カリウムとして2.5mEq



溶出曲線測定例

グルコン酸カリウム錠 5mEq

1. 有効成分名：グルコン酸カリウム 2. 剤形：錠剤 3. 含量*：1,170mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず

*カリウムとして 5mEq

