


溶出曲線測定例

セフィキシム細粒 5%

1. 有効成分名：セフィキシム 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：50mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.5、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

セフィキシムカプセル50mg

1. 有効成分名：セフィキシム 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：50mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.5、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セフィキシムカプセル100mg

1. 有効成分名：セフィキシム 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.5、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

