


溶出曲線測定例

ゾテピン細粒 10%


1. 有効成分名：ゾテピン
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：100mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ゾテピン細粒 50%

1. 有効成分名：ゾテピン 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例 ゾテピン錠 25 mg


1. 有効成分名：ゾテピン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ゾテピン錠 50mg

1. 有効成分名：ゾテピン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：50mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ゾテピン錠 100mg

1. 有効成分名：ゾテピン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

