


## 溶出曲線測定例

### ドロキシドパ細粒 20%


1. 有効成分名：ドロキシドパ 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：200mg/g  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm  
6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

### ドロキシドパカプセル 100mg

1. 有効成分名：ドロキシドパ 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：100mg  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm  
6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

### ドロキシドパカプセル200mg

1. 有効成分名：ドロキシドパ 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：200mg  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm  
6. 界面活性剤：使用せず

