


溶出曲線測定例

テプレノン細粒 10%

1. 有効成分名：テプレノン 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：100mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：2w/v%ラウリル硫酸ナトリウム



溶出曲線測定例

テプレノンカプセル50mg

1. 有効成分名：テプレノン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：50mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：100rpm

6. 界面活性剤：5.0w/v%ラウリル硫酸ナトリウム

