


溶出曲線測定例

トラニラスト細粒10%


1. 有効成分名：トラニラスト 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：100mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH5.5、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラニラストカプセル100mg

1. 有効成分名：トラニラスト 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH5.5、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラニラストシロップ用5%

1. 有効成分名：トラニラスト 2. 剤形：ドライシロップ 3. 含量：50mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH5.5、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

