


溶出曲線測定例

トリアムテレン顆粒 333mg/g

1. 有効成分名：トリアムテレン 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：333mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トリアムテレン錠 30mg

1. 有効成分名：トリアムテレン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：30mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トリアムテレンカプセル50mg

1. 有効成分名：トリアムテレン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：50mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

