


## 溶出曲線測定例

ベンズブロマロン細粒 10%

1. 有効成分名：ベンズブロマロン 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：100mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：100rpm

6. 界面活性剤：0.5%ポリソルベート80




## 溶出曲線測定例

### ベンズブロマロン錠 25mg

1. 有効成分名：ベンズブロマロン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：25mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH8.0、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

### ベンズブロマロン錠 50mg

1. 有効成分名：ベンズブロマロン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：50mg  
4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH8.0、水 5. 回転数：75rpm  
6. 界面活性剤：使用せず

