


溶出曲線測定例

塩酸バカンピシリン顆粒 2.5 %

1. 有効成分名：塩酸バカンピシリン 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：250mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸バカンピシリン錠 250mg

1. 有効成分名：塩酸バカンピシリン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

