


溶出曲線測定例

塩酸ベバントロール錠 25mg


1. 有効成分名：塩酸ベバントロール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸ペバントロール錠 50mg

1. 有効成分名：塩酸ペバントロール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：50mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸ペバントロール錠 100mg

1. 有効成分名：塩酸ペバントロール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

