


溶出曲線測定例

塩酸クロフェダノール顆粒 4. 17%

1. 有効成分名：塩酸クロフェダノール 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：41.67mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸クロフェダノール錠 12.5 mg

1. 有効成分名：塩酸クロフェダノール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：12.5mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

