

溶出曲線測定例


塩酸エピナスチン錠 10mg

1. 有効成分名：塩酸エピナスチン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：10mg

(エピナスチン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


塩酸エピナスチン錠 20mg

1. 有効成分名：塩酸エピナスチン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：20mg

(エピナスチン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸エピナスチンカプセル20mg

1. 有効成分名：塩酸エピナスチン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：20mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

