


# 溶出曲線測定例 エトトイン末

1. 有効成分名：エトトイン 2. 剤形：末剤 3. 含量：1 g/g  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm  
6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

### エトトイン錠 250mg

1. 有効成分名：エトトイン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm  
6. 界面活性剤：使用せず

