


溶出曲線測定例

L-システイン散 32%


1. 有効成分名：L-システイン
2. 剤形：散剤
3. 含量：320mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

L-システイン錠 40mg

1. 有効成分名：L-システイン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：40mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

L-システイン錠 80mg

1. 有効成分名：L-システイン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：80mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

