


溶出曲線測定例

カルバミン酸クロルフェネシン錠 125 mg

1. 有効成分名：カルバミン酸クロルフェネシン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：125mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

カルバミン酸クロルフェネシン錠 250 mg

1. 有効成分名：カルバミン酸クロルフェネシン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

