


溶出曲線測定例

グリブゾール錠 125mg

1. 有効成分名：グリブゾール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：125mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

クリブゾール錠 250mg

1. 有効成分名：グリブゾール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

