


溶出曲線測定例

カルボシステイン細粒 50%

1. 有効成分名：L-カルボシステイン
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

カルボシステイン錠 250 mg

1. 有効成分名：L-カルボシステイン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

カルボシステイン錠 500 mg

1. 有効成分名：L-カルボシステイン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：500mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず

