


溶出曲線測定例

セファレキシン徐放顆粒 20%

1. 有効成分名：セファレキシン 2. 剤形：徐放顆粒 3. 含量：200mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セファレキシン徐放顆粒 50 %

1. 有効成分名：セファレキシン 2. 剤形：徐放顆粒 3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

