


溶出曲線測定例

セファトリジンプロピレングリコールカプセル250mg

1. 有効成分名：セファトリジンプロピレングリコール 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

セファトリジンプロピレングリコールシロップ用10%

1. 有効成分名：セファトリジンプロピレングリコール 2. 剤形：ドライシロップ

3. 含量：100mg/g 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水

5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セファトリジンプロピレングリコールシロップ用25%

1. 有効成分名：セファトリジンプロピレングリコール 2. 剤形：ドライシロップ
3. 含量：250mg/g 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず

