

溶出曲線測定例


スルファドキシン 500mg・ピリメタミン 25mg 配合錠

スルファドキシン

1. 有効成分名：スルファドキシン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：500mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

スルファドキシン 500mg・ピリメタミン 25mg 配合錠

ピリメタミン

1. 有効成分名：ピリメタミン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：25mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず

