


溶出曲線測定例

サラゾスルファピリジン錠500mg


1. 有効成分名：サラゾスルファピリジン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：500mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg

1. 有効成分名：サラゾスルファピリジン 2. 剤形：腸溶性錠剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

サラゾスルファピリジン錠500mg

1. 有効成分名：サラゾスルファピリジン 2. 剤形：腸溶性錠剤 3. 含量：500mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

