


溶出曲線測定例

サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg

1. 有効成分名：サラゾスルファピリジン 2. 剤形：腸溶性錠剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

サラゾスルファピリジン錠500mg

1. 有効成分名：サラゾスルファピリジン 2. 剤形：腸溶性錠剤 3. 含量：500mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

