


# 溶出曲線測定例

## ダナゾール錠100mg


1. 有効成分名：ダナゾール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm  
6. 界面活性剤：0.3%ラウリル硫酸ナトリウム



# 溶出曲線測定例

ダナゾール錠200mg

1. 有効成分名：ダナゾール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：200mg  
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：100rpm  
6. 界面活性剤：0.5%ラウリル硫酸ナトリウム



## 溶出曲線測定例

### ダナゾールカプセル 100mg

1. 有効成分名：ダナゾール 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：100rpm

6. 界面活性剤：2w/v%ポリソルベート80添加

