


溶出曲線測定例

チアプロフェン酸錠100mg

1. 有効成分名：チアプロフェン酸 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.5、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

チアプロフェン酸錠 200mg

1. 有効成分名：チアプロフェン酸 2. 剤形：錠剤 3. 含量：200mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.5、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず

