


溶出曲線測定例

ナプロキセン錠 100mg

1. 有効成分名：ナプロキセン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ナプロキセンカプセル300mg

1. 有効成分名：ナプロキセン
2. 剤形：カプセル剤
3. 含量：300mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

