


溶出曲線測定例

フマル酸ビスプロロール錠 2.5 mg

溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：フマル酸ビスプロロール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：2.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

フマル酸ビスプロロール錠 5 mg

溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：フマル酸ビスプロロール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：5 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

