


溶出曲線測定例

フルフェナム酸アルミニウム錠 125mg

1. 有効成分名：フルフェナム酸アルミニウム 2. 剤形：錠剤 3. 含量：125mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：1.5%ラウリル硫酸ナトリウム



溶出曲線測定例

フルフェナム酸アルミニウム錠250mg

1. 有効成分名：フルフェナム酸アルミニウム
2. 剤形：錠剤
3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：2.5%ラウリル硫酸ナトリウム

