


溶出曲線測定例

フルオロウラシル錠 50mg

1. 有効成分名：フルオロウラシル 2. 剤型：錠剤 3. 含量：50mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

フルオロウラシル錠 100mg

1. 有効成分名：フルオロウラシル 2. 剤型：錠剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

フルオロウラシルシロップ用 5 %

1. 有効成分名：フルオロウラシル 2. 剤形：ドライシロップ 3. 含量：50mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

